

E 149

Inzet

voor het optimaal plaatsen van 80 reageerbuisjes, 16 x 105 mm.



- Geschikt voor 80 reageerbuisjes van max. 16 x 105 mm
- Extra uitgerust met een deksel
- 80 vakken à 18 mm x 18 mm
- Maaswijdte bodem 8 x 8 mm

EAN: 4002511116016 / Materiaalnummer: 03808800 / Oud Materiaalnummer: 69514901D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij apparatuur	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•
Productcategorie	
Inzet/module voor reageerbuisen	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Aantal vakken	80
Breedte van de vakken in mm	18
Lengte van de vakken in mm	18
Toepassing	
Behandeling van reageerbuisen	•
Herverwerking van laboratoriumglaswerk	•
Capaciteit	
Reageerbuisen [aantal]	80
Standaard elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0-0
Frequentie in Hz	0-0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00-0,00
Zekering in A	0-0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	152
Buitenmaat, nettobreedte in mm	200
Buitenmaat, nettodiepte in mm	200
Buitenmaat, brutohoogte in mm	170
Buitenmaat, brutobreedte in mm	250
Buitenmaat, brutodiepte in mm	250
Nettogewicht in kg	1,03
Brutogewicht in kg	1,59