

E 336

Spoelhuls

voor het optimaal plaatsen van pipetten/MIC-instrumenten in de injectorwagen.

EAN: 4002511117068 / Materiaalnummer: 03809390 / Oud Materiaalnummer: 69733601D



- Er kunnen pipetten tot max. 445 mm lang worden opgenomen
- Uit kunststof, schroefbaar

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Thermodesinfectoren	•
Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch	•
Accessoires bij apparatuur	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Productcategorie	
Spoelhuls	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Zwart
Toepassing	
Herverwerking van pipetten/injectieflacons	•
Herverwerking van MIC-instrumenten	•
Herverwerking van tandheelkundige instrumenten	•
Herverwerking van holle instrumenten	•
Capaciteit	
Pipetten [aantal]	1
Holle instrumenten [aantal]	1
Standaard elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	121
Buitenmaat, nettobreedte in mm	11
Buitenmaat, nettodiepte in mm	11
Buitenmaat, brutohoogte in mm	10
Buitenmaat, brutobreedte in mm	170
Buitenmaat, brutodiepte in mm	125
Diameter in mm	11
Nettogewicht in kg	0,02
Brutogewicht in kg	0,02