

E 351

Inspuiter

voor het optimaal reinigen van spoelgoed. Afmetingen 4 x 160 mm.



- Geschikt voor gebruik in een injectorwagen
- Te combineren met de vergrendeling E 353
- Ø 4 x 160 mm, schroefbaar

EAN: 4002511117075 / Materiaalnummer: 03809500 /
Oud Materiaalnummer: 69735101D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij apparatuur	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
Productcategorie	
Inspuiter	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassing	
Herverwerking van laboratoriumglaswerk	•
Standaard elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0-0
Frequentie in Hz	0-0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00-0,00
Zekering in A	0-0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	160
Buitenmaat, nettobreedte in mm	4
Buitenmaat, nettodiepte in mm	4
Buitenmaat, brutohoogte in mm	12
Buitenmaat, brutobreedte in mm	80
Buitenmaat, brutodiepte in mm	120
Diameter in mm	4
Nettogewicht in kg	0,01
Brutogewicht in kg	0,02