

E 353

Vergrendeling

in hoogte verstelbaar, voor optimale plaatsing laboratoriumglaswerk op sproeier.



- Geschikt voor inspuiter E 351
- In hoogte verstelbare vergrendeling
- Geschikt voor bijvoorbeeld flessen, erlenmeyers en rondkolven

EAN: 4002511117099 / Materiaalnummer: 03809530 /  
Oud Materiaalnummer: 69735301D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij apparatuur	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
Productcategorie	
Overige accessoires	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Draad, gerilsaneerd, Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal, Wit
Toepassing	
Herverwerking van laboratoriumglaswerk	•
Standaard elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0-0
Frequentie in Hz	0-0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00-0,00
Zekering in A	0-0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	100
Buitenmaat, nettobreedte in mm	45
Buitenmaat, nettodiepte in mm	160
Buitenmaat, brutohoogte in mm	120
Buitenmaat, brutobreedte in mm	80
Buitenmaat, brutodiepte in mm	100
Nettogewicht in kg	0,03
Brutogewicht in kg	0,04