

E 364

Gebruik

voor het optimaal plaatsen van 36 spenen met wijde hals.



- Geschikt voor het plaatsen van 36 spenen met wijde hals
- Uitgerust met 36 vakken à 44 mm x 44 mm
- Inklapbaar en afsluitbaar deksel

EAN: 4002511116290 / Materiaalnummer: 03809640 / Oud Materiaalnummer: 69536401D

Productcategorisatie	
Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij apparatuur	
G 7823	•
G 7824	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Productcategorie	
Overige inzetstukken	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Aantal vakken	36
Breedte van de vakken in mm	44
Lengte van de vakken in mm	44
Toepassingsgebied	
Herverwerking van babyflessen	•
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	77
Buitenmaat, nettobreedte in mm	215
Buitenmaat, nettodiepte in mm	445
Buitenmaat, brutohoogte in mm	80
Buitenmaat, brutobreedte in mm	235
Buitenmaat, brutodiepte in mm	460
Nettogewicht in kg	1,48
Brutogewicht in kg	1,91