

E 374

Inzet

voor het optimaal plaatsen van KNO-instrumenten, zoals inhalatieaansluitingen.



- 24 vakken ong. 45 x 45 mm, 27 vakken ongeveer 12 x 12 mm
- Maaswijdte bodem: 1,7 mm
- Inzetbaar in boven- en onderrek

EAN: 4002511116412 / Materiaalnummer: 03809800 / Oud Materiaalnummer: 69537401D

Productcategorisatie	
Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch	•
Accessoires bij apparatuur	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Productcategorie	
Inzet voor KNO-instrumenten	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Aantal vakken	51
Toepassing	
Herverwerking van KNO-instrumenten	•
Standaard elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0-0
Frequentie in Hz	0-0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00-0,00
Zekering in A	0-0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	63
Buitenmaat, nettobreedte in mm	173
Buitenmaat, nettodiepte in mm	445
Buitenmaat, brutohoogte in mm	75
Buitenmaat, brutobreedte in mm	190
Buitenmaat, brutodiepte in mm	460
Nettogewicht in kg	1,20
Brutogewicht in kg	1,20