

E 381

Wagen

voor het optimaal plaatsen van intubatiemateriaal.



- 20 injectoren Ø4,0x30 mm en 5 van Ø2,5x30 mm, los meegeleverd
- 6 x E 466 inspuiters voor ademzak, Ø 8,0 x 333 mm
- 2 x E 431 inspuiters voor ademzak, Ø 8,0 x 193 mm (aantal)
- Uitgerust met een aansluiting voor heteluchtdroging
- Bevestiging voor ML/2 voor wagenherkenning / sproeiarmdetectie

EAN: 4002511116474 / Materiaalnummer: 03809890 / Oud Materiaalnummer: 69538101D

Productcategorisatie	
Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch	•
Accessoires bij apparatuur	
PG 8535	•
PG 8536	•
Productcategorie	
Wagen voor anesthesie-instrumenten	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassing	
Herverwerking van anesthesiemateriaal	•
Standaard elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	502
Buitenmaat, nettobreedte in mm	535
Buitenmaat, nettodiepte in mm	515
Buitenmaat, brutohoogte in mm	540
Buitenmaat, brutobreedte in mm	530
Buitenmaat, brutodiepte in mm	500
Nettogewicht in kg	6,80
Brutogewicht in kg	8,70