


UTS

Rekje voor hulpstukken
voor het ideaal reinigen van kleine voorwerpen.



- Uitgerust met een bovenblad
- 3 vakken met een grootte van ?? x ??

EAN: 400251117143 / Materiaalnummer: 03810260 /
Oud Materiaalnummer: 69741001D

Productcategorisatie	
Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij apparatuur	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Productcategorie	
Overige inzetstukken	•
Toepassing	
Herverwerking van MIC-instrumenten	•
Herverwerking van OK-instrumenten	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Aantal vakken	3
Standaard elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0-0
Frequentie in Hz	0-0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00-0,00
Zekering in A	0-0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	93
Buitenmaat, nettobreedte in mm	102
Buitenmaat, nettodiepte in mm	350
Buitenmaat, brutohoogte in mm	110
Buitenmaat, brutobreedte in mm	400
Buitenmaat, brutodiepte in mm	605
Nettogewicht in kg	0,75
Brutogewicht in kg	1,00