


ID 160

Inspuiter

met kunststof ondersteuning, Ø 4 mm, lengte 160 mm.



- Geschikt voor gangbare injectorreken en -wagens
- Geschikt voor bijvoorbeeld maatcilinders, maatkolven en reageerbuisjes

EAN: 4002511116993 / Materiaalnummer: 03810350 /  
Oud Materiaalnummer: 69716001D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij apparatuur	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
Productcategorie	
Inspuiter	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Zwart
Toepassing	
Herverwerking van laboratoriumglaswerk	•
Standaard elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0-0
Frequentie in Hz	0-0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00-0,00
Zekering in A	0-0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	55
Buitenmaat, nettobreedte in mm	55
Buitenmaat, nettodiepte in mm	160
Buitenmaat, brutohoogte in mm	55
Buitenmaat, brutobreedte in mm	55
Buitenmaat, brutodiepte in mm	160
Diameter in mm	4
Nettogewicht in kg	0,02
Brutogewicht in kg	0,02