


ID 240
 Inspuiter
 met kunststof ondersteuning, Ø 6 mm, lengte 240 mm.



- Geschikt voor gangbare injectorekken en -wagens
- Geschikt voor bijvoorbeeld maatcilinders, maatkolven en reageerbuisjes

EAN: 4002511117037 / Materiaalnummer: 03810400 / Oud Materiaalnummer: 69724001D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij apparatuur	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Productcategorie	
Inspuiter	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Zwart
Toepassing	
Herverwerking van laboratoriumglaswerk	•
Standaard elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	55
Buitenmaat, nettobreedte in mm	55
Buitenmaat, nettodiepte in mm	240
Buitenmaat, brutohoogte in mm	60
Buitenmaat, brutobreedte in mm	60
Buitenmaat, brutodiepte in mm	240
Diameter in mm	6
Nettogewicht in kg	0,03
Brutogewicht in kg	0,04