


ID 240

Inspuiter

met kunststof ondersteuning, Ø 6 mm, lengte 240 mm.



- Geschikt voor gangbare injectorreken en -wagens
- Geschikt voor bijvoorbeeld maatcilinders, maatkolven en reageerbuisjes

EAN: 4002511117037 / Materiaalnummer: 03810400 /
Oud Materiaalnummer: 69724001D

| Productcategorisatie | |
|---|----------------------------|
| Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria | • |
| Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria | • |
| Accessoires bij apparatuur | |
| G 7825 | • |
| PG 8527 | • |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| PLW 8636 [LAB/LAB MON] | • |
| PG 8504 | • |
| PG 8583 | • |
| PG 8583 CD | • |
| PG 8593 | • |
| PLW 8604 | • |
| PLW 8615 | • |
| PLW 8616 | • |
| PLW 8617 | • |
| PLW 8683 | • |
| PLW 8683 CD | • |
| PLW 8693 | • |
| PLW 7111 | • |
| Productcategorie | |
| Inspuiter | • |
| Producteigenschappen | |
| Materiaal | Roestvrij staal, Kunststof |
| Kleur | Roestvast staal, Zwart |
| Toepassing | |
| Herverwerking van laboratoriumglaswerk | • |
| Standaard elektrische aansluiting | |
| Aantal fasen | 0 |
| Spanning in V | 0-0 |
| Frequentie in Hz | 0-0 |
| Totale aansluitwaarde in kW | 0,00-0,00 |
| Zekering in A | 0-0 |
| Afmetingen en gewicht | |
| Buitenmaat, nettohoogte in mm | 55 |
| Buitenmaat, nettobreedte in mm | 55 |
| Buitenmaat, nettodiepte in mm | 240 |
| Buitenmaat, brutohoogte in mm | 60 |
| Buitenmaat, brutobreedte in mm | 60 |
| Buitenmaat, brutodiepte in mm | 240 |
| Diameter in mm | 6 |
| Nettogewicht in kg | 0,03 |
| Brutogewicht in kg | 0,04 |