

E 142

Inzet

voor het plaatsen van verschillende instrumenten.



- 1 mm draadgaas, 5 mm maaswijdte, 5 mm frame
- Uitgerust met 2 zwenkbare handvaten
- De maximale belastbaarheid is ongeveer 10 kg

EAN: 4002511115972 / Materiaalnummer: 03830300 /
Oud Materiaalnummer: 69514201D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij apparatuur	
G 7824	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Productcategorie	
Zeefschaal	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassing	
Herverwerking van laboratoriumglaswerk	•
Herverwerking van gynaecologische instrumenten	•
Herverwerking van KNO-instrumenten	•
Herverwerking van OK-instrumenten	•
Standaard elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0-0
Frequentie in Hz	0-0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00-0,00
Zekering in A	0-0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	55
Buitenmaat, nettobreedte in mm	255
Buitenmaat, nettodiepte in mm	480
Buitenmaat, brutohoogte in mm	75
Buitenmaat, brutobreedte in mm	280
Buitenmaat, brutodiepte in mm	515

E 142

Inzet

voor het plaatsen van verschillende instrumenten.

EAN: 4002511115972 / Materiaalnummer: 03830300 /
Oud Materiaalnummer: 69514201D

Nettogewicht in kg	0,70
Brutogewicht in kg	0,86

