

E 143

Gebruik

voor het optimaal plaatsen van verschillende instrumenten.



- 1 mm draadgaas, 5 mm maaswijdte, 5 mm frame
- Uitgerust met 2 zwenkbare handvaten

EAN: 4002511115989 / Materiaalnummer: 03830310 / Oud Materiaalnummer: 69514301D

Productcategorisatie	
Thermodesinfectoren	•
Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij apparatuur	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PWD 8534	•
Productcategorie	
Zeefschal	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassingsgebied	
Herverwerking van tandheelkundige instrumenten	•
Herverwerking van OK-instrumenten	•
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	55
Buitenmaat, nettobreedte in mm	255
Buitenmaat, nettodiepte in mm	230
Buitenmaat, brutohoogte in mm	75
Buitenmaat, brutobreedte in mm	285
Buitenmaat, brutodiepte in mm	260
Nettogewicht in kg	0,49
Brutogewicht in kg	0,70