

E 143

Inzet

voor het optimaal plaatsen van verschillende instrumenten.



- 1 mm draadgaas, 5 mm maaswijdte, 5 mm frame
- Uitgerust met 2 zwenkbare handvaten

EAN: 4002511115989 / Materiaalnummer: 03830310 /  
Oud Materiaalnummer: 69514301D

<b>Productcategorisatie</b>	
Thermodesinfectoren	•
Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
<b>Accessoires bij apparatuur</b>	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PWD 8534	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
<b>Productcategorie</b>	
Zeefschaal	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
<b>Toepassing</b>	
Herverwerking van tandheelkundige instrumenten	•
Herverwerking van OK-instrumenten	•
<b>Standaard elektrische aansluiting</b>	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0-0
Frequentie in Hz	0-0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00-0,00
Zekering in A	0-0
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	55
Buitenmaat, nettobreedte in mm	255
Buitenmaat, nettodiepte in mm	230
Buitenmaat, brutohoogte in mm	75
Buitenmaat, brutobreedte in mm	285
Buitenmaat, brutodiepte in mm	260

E 143

Inzet

voor het optimaal plaatsen van verschillende instrumenten.

EAN: 4002511115989 / Materiaalnummer: 03830310 /  
Oud Materiaalnummer: 69514301D

Nettogewicht in kg	0,49
Brutogewicht in kg	0,70

