


A 2

Afdeknet

voor het fixeren van kwetsbaar spoelgoed.



- Geschikt voor 1/2-inzetten
- Metalen frame gerilsaneerd met kunststofnet bespannen
- Afmeting: 216 x 456 mm

EAN: 4002511115590 / Materiaalnummer: 03830460 / Oud Materiaalnummer: 69500201D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij apparatuur	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Productcategorie	
Afdekking	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Draad, gerilsaneerd, Kunststof
Kleur	Groen, Wit, Zwart
Toepassingsgebied	
Herverwerking van laboratoriumglaswerk	•
Herverwerking van diverse hulpstukken	•
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	0
Buitenmaat, nettobreedte in mm	216
Buitenmaat, nettodiepte in mm	456
Buitenmaat, brutohoogte in mm	20
Buitenmaat, brutobreedte in mm	230
Buitenmaat, brutodiepte in mm	465
Nettogewicht in kg	0,38
Brutogewicht in kg	0,48