


A 2

Afdeknet

voor het fixeren van kwetsbaar spoelgoed.



- Geschikt voor 1/2-inzetten
- Metalen frame gerilsaneerd met kunststofnet bespannen
- Afmeting: 216 x 456 mm

EAN: 4002511115590 / Materiaalnummer: 03830460 /


Oud Materiaalnummer: 69500201D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Reinigingsapparaten voor de industriële reiniging van onderdelen	•
Grote laboratoriumspoelmachines voor de industriële reiniging van onderdelen	•
SlimLine-laboratoriumspoelmachines voor de industriële reiniging van onderdelen	•
Accessoires bij apparatuur	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 7111 [IPC]	•
PLW 8505	•
Productcategorie	
Afdekking	•
Toepassing	
Herverwerking van laboratoriumglaswerk	•
Herverwerking van diverse hulpstukken	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Draad, gerilsaneerd, Kunststof
Kleur	Groen, Wit, Zwart
Standaard elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0-0
Frequentie in Hz	0-0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00-0,00
Zekering in A	0-0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettobreedte in mm	216
Buitenmaat, nettodiepte in mm	456

A 2

Afdeknet

voor het fixeren van kwetsbaar spoelgoed.



EAN: 4002511115590 / Materiaalnummer: 03830460 /

Oud Materiaalnummer: 69500201D

Buitenmaat, brutohoogte in mm	20
Buitenmaat, brutobreedte in mm	230
Buitenmaat, brutodiepte in mm	465
Nettogewicht in kg	0,39
Brutogewicht in kg	0,49