

AK 12  
Inzet  
voor het plaatsen van diverse utensiliën.



- geschikt voor bijvoorbeeld borstvoedingspompen, bekersglazen & trechters

EAN: 4002511115620 / Materiaalnummer: 03830510 / Oud Materiaalnummer: 69501201D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch	•
Accessoires bij apparatuur	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
Productcategorie	
Inzet/module voor bekersglazen	•
Inzet/module voor glaswerk met wijde hals	•
Overige inzetstukken	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassing	
Herverwerking van laboratoriumglaswerk	•
Herverwerking van diverse hulpstukken	•
Standaard elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0-0
Frequentie in Hz	0-0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00-0,00
Zekering in A	0-0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	122
Buitenmaat, nettobreedte in mm	224
Buitenmaat, nettodiepte in mm	434
Buitenmaat, brutohoogte in mm	123
Buitenmaat, brutobreedte in mm	315
Buitenmaat, brutodiepte in mm	505
Nettogewicht in kg	0,74
Brutogewicht in kg	1,06