

MT

Transportwagens

voor het beladen en legen van reinigings- en desinfectieautomaten.

EAN: 4002511820005 / Materiaalnummer: 03893140 / Oud Materiaalnummer: 69200102D



- Voor het opslaan en transporteren van rekken en inzetten
- Opgedeeld in 4 niveaus, die per 102,5 mm verstelbaar zijn
- Berijdbaar met 4 vast te zetten zwenkwieltjes
- Afmetingen beladen 549 x 599 mm

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch	•
Accessoires bij apparatuur	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Productcategorie	
Opberg-/transportsysteem	•
Standaard elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0-0
Frequentie in Hz	0-0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00-0,00
Zekering in A	0-0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	1985
Buitenmaat, nettobreedte in mm	662
Buitenmaat, nettodiepte in mm	616
Buitenmaat, brutohoogte in mm	2030
Buitenmaat, brutobreedte in mm	680
Buitenmaat, brutodiepte in mm	680
Nettogewicht in kg	23,00
Brutogewicht in kg	29,00