


A 14

Deksel

voor het fixeren van kwetsbaar spoelgoed.



- Roestvrij stalen deksel
- 7 x 7 perforatie, 3 mm overbrugging
- Voor inzet AK 12

EAN: 4002511860995 / Materiaalnummer: 03981970 / Oud Materiaalnummer: 69745002D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch	•
Accessoires bij apparatuur	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
Productcategorie	
Deksel	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassing	
Herverwerking van laboratoriumglaswerk	•
Herverwerking van diverse hulpstukken	•
Standaard elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0-0
Frequentie in Hz	0-0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00-0,00
Zekering in A	0-0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	20
Buitenmaat, nettobreedte in mm	210
Buitenmaat, nettodiepte in mm	210
Buitenmaat, brutohoogte in mm	30
Buitenmaat, brutobreedte in mm	240
Buitenmaat, brutodiepte in mm	250
Nettogewicht in kg	0,20
Brutogewicht in kg	0,29