

E 446

Spoelhulsdopje

voor het optimaal fixeren van instrumenten bij gebruik van spoelhulzen.



- 12 kappen voor spoelhulzen
- Opening Ø 10 mm mm

EAN: 4002511908178 / Materiaalnummer: 04203860 / Oud Materiaalnummer: 69744601D

Productcategorisatie	
Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij apparatuur	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Productcategorie	
Overige accessoires	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Kunststof
Kleur	Transparant
Toepassing	
Herverwerking van MIC-instrumenten	•
Herverwerking van holle instrumenten	•
Standaard elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	0
Buitenmaat, nettobreedte in mm	0
Buitenmaat, nettodiepte in mm	0
Buitenmaat, brutohoogte in mm	12
Buitenmaat, brutobreedte in mm	80
Buitenmaat, brutodiepte in mm	120
Diameter in mm	10
Nettogewicht in kg	0,03
Brutogewicht in kg	0,03