

E 447

Adapter

voor het aansluiten van Luer-Lock-verbindingen, mannelijk.

EAN: 4002511908468 / Materiaalnummer: 04203870 / Oud Materiaalnummer: 69744701D



- Voor Luer-Lock, mannelijk, schroefbaar

Productcategorisatie	
Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij apparatuur	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Productcategorie	
Houder of adapter voor hand- en hoekstukken	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassing	
Herverwerking van MIC-instrumenten	•
Herverwerking van oogheekkundige instrumenten	•
Herverwerking van holle instrumenten	•
Standaard elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	8
Buitenmaat, nettobreedte in mm	8
Buitenmaat, nettodiepte in mm	25
Buitenmaat, brutohoogte in mm	12
Buitenmaat, brutobreedte in mm	80
Buitenmaat, brutodiepte in mm	120
Diameter in mm	8
Nettogewicht in kg	0,00
Brutogewicht in kg	0,00