

E 449

Adapter

voor het aansluiten van Luer-Lock-verbindingen, vrouwelijk.

EAN: 4002511908482 / Materiaalnummer: 04203890 / Oud Materiaalnummer: 69744901D



- Voor Luer-Lock, vrouwelijk, schroefbaar

Productcategorisatie	
Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij apparatuur	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Productcategorie	
Houder of adapter voor hand- en hoekstukken	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassing	
Herverwerking van MIC-instrumenten	•
Herverwerking van oogheekkundige instrumenten	•
Herverwerking van holle instrumenten	•
Standaard elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	10
Buitenmaat, nettobreedte in mm	10
Buitenmaat, nettodiepte in mm	23
Buitenmaat, brutohoogte in mm	12
Buitenmaat, brutobreedte in mm	80
Buitenmaat, brutodiepte in mm	120
Diameter in mm	10
Nettogewicht in kg	0,00
Brutogewicht in kg	0,01