

E 451

Zeefschalen

voor het optimaal plaatsen van verschillende instrumenten.



- Zeefschaal met deksel voor kleine voorwerpen
- Draadgaas: bodem 1 mm, zijkanen 0,8 mm, deksel 1 mm
- Maaswijdte: bodem 3 mm, zijkanen 1,7 mm, deksel 3 mm

EAN: 4002511908154 / Materiaalnummer: 04203910 / Oud Materiaalnummer: 69545101D

Productcategorisatie	
Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij apparatuur	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Productcategorie	
Zeefschaal	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassing	
Herverwerking van anesthesiemateriaal	•
Herverwerking van MIC-instrumenten	•
Standaard elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	55
Buitenmaat, nettobreedte in mm	160
Buitenmaat, nettodiepte in mm	240
Buitenmaat, brutohoogte in mm	75
Buitenmaat, brutobreedte in mm	165
Buitenmaat, brutodiepte in mm	245
Nettogewicht in kg	0,79
Brutogewicht in kg	0,85