

E 452

Inspuiter

voor het optimaal reinigen van divers spoelgoed.



- Geschikt voor injectorwagens, schroefbaar

EAN: 4002511908499 / Materiaalnummer: 04203920 /

Oud Materiaalnummer: 69745201D

Productcategorisatie	
Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij apparatuur	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Productcategorie	
Inspuiter	•
Toepassing	
Herverwerking van MIC-instrumenten	•
Herverwerking van holle instrumenten	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Capaciteit	
Holle instrumenten [aantal]	1
Standaard elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0-0
Frequentie in Hz	0-0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00-0,00
Zekering in A	0-0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettodiepte in mm	60
Buitenmaat, brutohoogte in mm	12
Buitenmaat, brutobreedte in mm	80
Buitenmaat, brutodiepte in mm	120
Nettogewicht in kg	0,01
Brutogewicht in kg	0,01