


E 456
Openingsveer
voor het fixeren van geopende MIC-instrumenten.



EAN: 4002511908536 / Materiaalnummer: 04203960 / Oud Materiaalnummer: 69745601D

| Productcategorisatie | |
|--|-----------------|
| Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch | • |
| Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch | • |
| Accessoires bij apparatuur | |
| G 7826 | • |
| PG 8527 | • |
| PG 8528 | • |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| PG 8562 | • |
| PG 8582 | • |
| PG 8582 CD | • |
| PG 8592 | • |
| Productcategorie | |
| Houder | • |
| Overige accessoires | • |
| Producteigenschappen | |
| Materiaal | Roestvrij staal |
| Kleur | Roestvast staal |
| Toepassing | |
| Herverwerking van MIC-instrumenten | • |
| Standaard elektrische aansluiting | |
| Aantal fasen | 0 |
| Spanning in V | 0 |
| Frequentie in Hz | 0 |
| Totale aansluitwaarde in kW | 0,00 |
| Zekering in A | 0 |
| Afmetingen en gewicht | |
| Buitenmaat, nettohoogte in mm | 76 |
| Buitenmaat, nettobreedte in mm | 2 |
| Buitenmaat, nettodiepte in mm | 144 |
| Buitenmaat, brutohoogte in mm | 12 |
| Buitenmaat, brutobreedte in mm | 80 |
| Buitenmaat, brutodiepte in mm | 120 |
| Nettogewicht in kg | 0,00 |
| Brutogewicht in kg | 0,01 |