

E 800

Gebruik

voor het optimaal plaatsen van 3 zeefschalen of nierbekkens.



- Uitgerust met 4 houders
- Inzetbaar in boven- en onderrek

EAN: 4002512087773 / Materiaalnummer: 04637720 / Oud Materiaalnummer: 69580001D

<b>Productcategorisatie</b>	
Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch	•
<b>Accessoires bij apparatuur</b>	
G 7831	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Productcategorie</b>	
Inzet voor zeefschalen	•
Inzet voor nierbekkens/schalen	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
<b>Toepassing</b>	
Herverwerking van nierbekkens	•
<b>Capaciteit</b>	
Nierbekkens [aantal]	3
<b>Standaard elektrische aansluiting</b>	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	165
Buitenmaat, nettobreedte in mm	140
Buitenmaat, nettodiepte in mm	290
Buitenmaat, brutohoogte in mm	190
Buitenmaat, brutobreedte in mm	195
Buitenmaat, brutodiepte in mm	430
Nettogewicht in kg	0,29
Brutogewicht in kg	0,49