

U 800
Onderrek
voor het optimaal plaatsen van diverse inzetrekken.



- Belading in combinatie met O 800 of O 801/2 (elk 295 mm)

EAN: 4002512123785 / Materiaalnummer: 04660930 / Oud Materiaalnummer: 69180002D

Productcategorisatie	
Thermodesinfectoren	•
Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch	•
Accessoires bij apparatuur	
G 7831	•
Productcategorie	
Lafette/rekdrager	•
Onderrek	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassing	
Herverwerking van gynaecologische instrumenten	•
Herverwerking van KNO-instrumenten	•
Herverwerking van tandheelkundige instrumenten	•
Herverwerking van schalen	•
Herverwerking van nierbekkens	•
Herverwerking van OK-instrumenten	•
Standaard elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0-0
Frequentie in Hz	0-0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00-0,00
Zekering in A	0-0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	62
Buitenmaat, nettobreedte in mm	385
Buitenmaat, nettodiepte in mm	505
Buitenmaat, brutohoogte in mm	155
Buitenmaat, brutobreedte in mm	450
Buitenmaat, brutodiepte in mm	540
Nettogewicht in kg	1,50
Brutogewicht in kg	1,80