

E 147/1

Gebruik

voor het optimaal plaatsen van 10-12 mondspoelglazen.



- Geschikt voor 10 – 12 mondspoelglazen, max. Ø 80 mm
- Gerilsaneerd

EAN: 4002512122313 / Materiaalnummer: 04746620 / Oud Materiaalnummer: 68514703D

<b>Productcategorisatie</b>	
Thermodesinfectoren	•
<b>Accessoires bij apparatuur</b>	
PG 8581	•
PG 8591	•
<b>Productcategorie</b>	
Overige inzetstukken	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Draad, gerilsaneerd
Kleur	Wit
<b>Toepassing</b>	
Herverwerking van tandheelkundige instrumenten	•
<b>Capaciteit</b>	
Mondspoelglazen [aantal]	12
<b>Standaard elektrische aansluiting</b>	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	155
Buitenmaat, nettobreedte in mm	220
Buitenmaat, nettodiepte in mm	455
Buitenmaat, brutohoogte in mm	260
Buitenmaat, brutobreedte in mm	510
Buitenmaat, brutodiepte in mm	240
Nettogewicht in kg	1,29
Brutogewicht in kg	1,59