

E 147/1

Inzet

voor het optimaal plaatsen van 10-12 mondspoelglazen.



- Geschikt voor 10 – 12 mondspoelglazen, max. Ø 80 mm
- Gerilsaneerd

EAN: 4002512122313 / Materiaalnummer: 04746620 /

Oud Materiaalnummer: 68514703D

Productcategorisatie	
Thermodesinfectoren	•
Accessoires bij apparatuur	
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Productcategorie	
Overige inzetstukken	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Draad, gerilsaneerd
Kleur	Wit
Toepassing	
Herverwerking van tandheelkundige instrumenten	•
Capaciteit	
Mondspoelglazen [aantal]	12
Standaard elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0-0
Frequentie in Hz	0-0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00-0,00
Zekering in A	0-0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	155
Buitenmaat, nettobreedte in mm	220
Buitenmaat, nettodiepte in mm	455
Buitenmaat, brutohoogte in mm	260
Buitenmaat, brutobreedte in mm	510
Buitenmaat, brutodiepte in mm	240
Nettogewicht in kg	1,29
Brutogewicht in kg	1,59