

E 460

Gebruik

voor het optimaal plaatsen van verschillende MIC-instrumenten.



- Geschikt voor starre optieken van verschillende lengtes
- Maaswijdte bodem 8 x 1 mm, zijkanalen/deksel 7 x 7 x 3 mm
- Uitgerust met 3 houders voor het plaatsen van 2 starre optieken

EAN: 4002512183383 / Materiaalnummer: 04861390 / Oud Materiaalnummer: 69546001D

| Productcategorisatie | |
|--|-----------------|
| Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch | • |
| Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch | • |
| Accessoires bij apparatuur | |
| G 7823 | • |
| G 7824 | • |
| G 7825 | • |
| G 7826 | • |
| PG 8527 | • |
| PG 8528 | • |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| PG 8562 | • |
| PG 8592 | • |
| Productcategorie | |
| Inzet/module voor MIC-instrumenten | • |
| Overige inzetstukken | • |
| Producteigenschappen | |
| Materiaal | Roestvrij staal |
| Kleur | Roestvast staal |
| Toepassing | |
| Herverwerking van MIC-instrumenten | • |
| Standaard elektrische aansluiting | |
| Aantal fasen | 0 |
| Spanning in V | 0 |
| Frequentie in Hz | 0 |
| Totale aansluitwaarde in kW | 0,00 |
| Zekering in A | 0 |
| Afmetingen en gewicht | |
| Buitenmaat, nettohoogte in mm | 53 |
| Buitenmaat, nettobreedte in mm | 100 |
| Buitenmaat, nettodiepte in mm | 430 |
| Buitenmaat, brutohoogte in mm | 95 |
| Buitenmaat, brutobreedte in mm | 170 |
| Buitenmaat, brutodiepte in mm | 550 |
| Nettogewicht in kg | 0,71 |
| Brutogewicht in kg | 0,94 |