

DGG 3

Stoomovenpan zonder gaatjes
voor alle stoomovens DG behalve DG 7000.

EAN: 4002512309233 / Materiaalnummer: 05001400 / Oud Materiaalnummer: 22996086D



- voor het bereiden van gerechten in sauzen, fonds en water
- Bijvoorbeeld pasta, rijst, soepen en ovenschotels
- Inhoud: 4,0 liter, nuttige inhoud: 3,1 l
- Afmetingen B x D x H: 325 x 265 x 65 mm
- Professioneel toebehoren uit Europese productie