

E 468

Gebruik

voor het optimaal plaatsen van diverse utensiliën.



- Van gelast rooster/ RVS met bovenblad en onderverdeling
- Maaswijdte 5 x 5 x 1 mm

EAN: 400251227280 / Materiaalnummer: 05043640 / Oud Materiaalnummer: 69546801D

Productcategorisatie	
Thermodesinfectoren	•
Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij apparatuur	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Productcategorie	
Zeefschaal	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassingsgebied	
Herverwerking van anesthesiemateriaal	•
Herverwerking van MIC-instrumenten	•
Herverwerking van OK-instrumenten	•
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	76
Buitenmaat, nettobreedte in mm	170
Buitenmaat, nettodiepte in mm	250
Buitenmaat, brutohoogte in mm	100
Buitenmaat, brutobreedte in mm	205
Buitenmaat, brutodiepte in mm	315
Nettogewicht in kg	0,67
Brutogewicht in kg	0,82