

E 484

Inzet

voor het plaatsen van diverse utensiliën



- Draadgaas 1,4 mm, maaswijdte 8 mm
- Te gebruiken met houders: E 485, E 486, E 487, E 488, E 489

EAN: 4002512398718 / Materiaalnummer: 05109190 /  
Oud Materiaalnummer: 69548401D

Productcategorisatie	
Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij apparatuur	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Productcategorie	
Inzet voor nierbekkens/schalen	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassing	
Herverwerking van OK-schoenen	•
Herverwerking van schalen	•
Herverwerking van nierbekkens	•
Herverwerking van OK-instrumenten	•
Herverwerking van diverse hulpstukken	•
Capaciteit	
OK-schoenen [aantal]	16
Schalen [aantal]	4
Nierbekkens [aantal]	9
Volgelaatsmaskers [aantal]	9
Standaard elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0-0
Frequentie in Hz	0-0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00-0,00
Zekering in A	0-0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	150
Buitenmaat, nettobreedte in mm	470
Buitenmaat, nettodiepte in mm	480
Buitenmaat, brutohoogte in mm	560
Buitenmaat, brutobreedte in mm	180
Buitenmaat, brutodiepte in mm	540
Nettogewicht in kg	2,97

E 484

Inzet

voor het plaatsen van diverse utensiliën

EAN: 4002512398718 / Materiaalnummer: 05109190 /  
Oud Materiaalnummer: 69548401D

Brutogewicht in kg

3,78

