


E 488

Houder

voor het optimaal plaatsen van ademmaskers.



- Geschikt voor 3 ademmaskers
- De houder past meerdere keren in inzet E 484

EAN: 4002512398756 / Materiaalnummer: 05109260 /

Oud Materiaalnummer: 69548801D

Productcategorisatie	
Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij apparatuur	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Productcategorie	
Overige inzetstukken	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassing	
Herverwerking van diverse hulpstukken	•
Capaciteit	
Volgelaatsmaskers [aantal]	3
Standaard elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0-0
Frequentie in Hz	0-0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00-0,00
Zekering in A	0-0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	31
Buitenmaat, nettobreedte in mm	240
Buitenmaat, nettodiepte in mm	210
Buitenmaat, brutohoogte in mm	75
Buitenmaat, brutobreedte in mm	280
Buitenmaat, brutodiepte in mm	510
Nettogewicht in kg	0,27
Brutogewicht in kg	0,39