

AUF 1

Houder

voor het optimaal behandelen van hand- en hoekstukken in het bovenrek O 177/1.



- Bestaand uit: afdichting, schroefbus, klemmen
- Plaatsingsonderdeel, plaatsingsbovendeel, 5 filterplaten

EAN: 4002512427517 / Materiaalnummer: 05159510 / Oud Materiaalnummer: 68551101D

Productcategorisatie	
Thermodesinfectoren	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij apparatuur	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8591	•
Productcategorie	
Houder of adapter voor hand- en hoekstukken	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassing	
Herverwerking van tandheelkundige instrumenten	•
Standaard elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0-0
Frequentie in Hz	0-0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00-0,00
Zekering in A	0-0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, brutohoogte in mm	80
Buitenmaat, brutobreedte in mm	80
Buitenmaat, brutodiepte in mm	100
Nettogewicht in kg	0,60
Brutogewicht in kg	0,94
Meegeleverde verpakking	
FP filterplaatje	•