

E 713

Wagen

voor het plaatsen van 2 DIN-containers inclusief deksel en 4 zeefschalen op 3 niveaus.



- Uitgerust met 2 ingebouwde sproeiarmen
- De verschillende niveaus kunnen verschillend beladen worden
- Magneetstrip automatische wagenherkenning (zonder magneet ML)
- Uitgerust met een aansluiting voor 5 holle instrumenten
- Uitgerust met een aansluiting voor heteluchtdroging

EAN: 4002512401944 / Materiaalnummer: 05221550 / Oud Materiaalnummer: 69571301D

<b>Productcategorisatie</b>	
Grote reinigungs- en desinfectieautomaten, medisch	•
<b>Accessoires bij apparatuur</b>	
G 7825	•
G 7826	•
<b>Productcategorie</b>	
Wagen voor inzetrekken	•
Wagen voor containers	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
<b>Toepassing</b>	
Herverwerking van OK-instrumenten	•
Herverwerking van containers	•
<b>Capaciteit</b>	
DIN-zeefschalen [aantal]	4
SPRI-zeefschalen [aantal]	2
DIN-containers hoogte 15 cm [aantal]	2
<b>Standaard elektrische aansluiting</b>	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	530
Buitenmaat, nettobreedte in mm	575
Buitenmaat, nettodiepte in mm	600
Buitenmaat, brutohoogte in mm	560
Buitenmaat, brutobreedte in mm	640
Buitenmaat, brutodiepte in mm	680
Nettogewicht in kg	9,70
Brutogewicht in kg	10,00
<b>Meegeleverde verpakking</b>	
Magneetstrip voor de automatische herkenning van wagens (zonder magneten) [aantal]	1