

E 496
 Inspuiter
 met bevestigingsklemmen voor intubatiemateriaal.



EAN: 4002512365970 / Materiaalnummer: 05235490 / Oud Materiaalnummer: 69749601D

| Productcategorisatie | |
|--|----------------------------|
| Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch | • |
| Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch | • |
| Accessoires bij apparatuur | |
| G 7823 | • |
| G 7824 | • |
| G 7825 | • |
| G 7826 | • |
| PG 8527 | • |
| PG 8528 | • |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| PG 8562 | • |
| Productcategorie | |
| Inspuiter | • |
| Producteigenschappen | |
| Materiaal | Roestvrij staal, Kunststof |
| Kleur | Roestvast staal, Zwart |
| Toepassing | |
| Herverwerking van anesthesiemateriaal | • |
| Herverwerking van MIC-instrumenten | • |
| Herverwerking van holle instrumenten | • |
| Standaard elektrische aansluiting | |
| Aantal fasen | 0 |
| Spanning in V | 0-0 |
| Frequentie in Hz | 0-0 |
| Totale aansluitwaarde in kW | 0,00-0,00 |
| Zekering in A | 0-0 |
| Afmetingen en gewicht | |
| Buitenmaat, nettohoogte in mm | 120 |
| Buitenmaat, brutohoogte in mm | 120 |
| Buitenmaat, brutobreedte in mm | 30 |
| Buitenmaat, brutodiepte in mm | 30 |
| Diameter in mm | 4 |
| Nettogewicht in kg | 0,75 |
| Brutogewicht in kg | 0,90 |