

DOS 60/30

Doseerpomp

voor het doseren van vloeibare, neutrale/alkalische middelen.



- Voor het doseren van vloeibaar reinigingsmiddel
- Voor het doseren van chemisch desinfectiemiddel
- Voor inbouw door Service Professional

EAN: 4002512417532 / Materiaalnummer: 05267420 / Oud Materiaalnummer: 69225003D

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij apparatuur	
G 7825	•
G 7826	•
Productcategorie	
Doseersysteem	•
Producteigenschappen	
Opvoersnelheid in ml/60 sec.	120
Lengte van de zuiglans in mm	333
Standaard elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	0
Buitenmaat, nettobreedte in mm	0
Buitenmaat, nettodiepte in mm	0
Buitenmaat, brutohoogte in mm	310
Buitenmaat, brutobreedte in mm	250
Buitenmaat, brutodiepte in mm	430
Nettogewicht in kg	1,70
Brutogewicht in kg	1,95