


E 489

Universele houder

voor het plaatsen van divers spoelgoed, zoals inlegzolen voor OK-klompen.



EAN: 4002512431835 / Materiaalnummer: 05337120 / Oud Materiaalnummer: 69548901D

Productcategorisatie	
Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij apparatuur	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Productcategorie	
Inzet voor OK-schoenen	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassing	
Herverwerking van OK-schoenen	•
Standaard elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	60
Buitenmaat, nettobreedte in mm	464
Buitenmaat, nettodiepte in mm	10
Buitenmaat, brutohoogte in mm	35
Buitenmaat, brutobreedte in mm	130
Buitenmaat, brutodiepte in mm	470
Nettogewicht in kg	0,12
Brutogewicht in kg	0,23