

E 986

Houder

voor het optimaal plaatsen van 5 nierbekkens.



- Voor gebruik in inzetrek E 984

EAN: 4002512431347 / Materiaalnummer: 05337770 / Oud Materiaalnummer: 69598601D

| | |
|--|-----------------|
| Productcategorisatie | |
| Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch | • |
| Accessoires bij apparatuur | |
| PG 8527 | • |
| PG 8528 | • |
| Productcategorie | |
| Inzet voor nierbekkens/schalen | • |
| Producteigenschappen | |
| Materiaal | Roestvrij staal |
| Kleur | Roestvast staal |
| Toepassing | |
| Herverwerking van schalen | • |
| Capaciteit | |
| Schalen [aantal] | 1 |
| Standaard elektrische aansluiting | |
| Aantal fasen | 0 |
| Spanning in V | 0 |
| Frequentie in Hz | 0 |
| Totale aansluitwaarde in kW | 0,00 |
| Zekering in A | 0 |
| Afmetingen en gewicht | |
| Buitenmaat, nettohoogte in mm | 0 |
| Buitenmaat, nettobreedte in mm | 0 |
| Buitenmaat, nettodiepte in mm | 0 |
| Buitenmaat, brutohoogte in mm | 25 |
| Buitenmaat, brutobreedte in mm | 330 |
| Buitenmaat, brutodiepte in mm | 435 |
| Nettogewicht in kg | 0,19 |
| Brutogewicht in kg | 0,36 |