

E 520

Inzet

voor het optimaal plaatsen van wortelkanaalinstrumenten.



- Geschikt voor 17 wortelkanaalinstrumenten
- Inklapbaar
- Stoomsterilisatie bij 121°C / 134°C

EAN: 4002512472524 / Materiaalnummer: 05409080 /
Oud Materiaalnummer: 68552001D

Productcategorisatie	
Thermodesinfectoren	•
Accessoires bij apparatuur	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Productcategorie	
Overige inzetstukken	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Kunststof
Kleur	Wit
Capaciteit	
Wortelkanaalinstrumenten [aantal]	17
Standaard elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0-0
Frequentie in Hz	0-0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00-0,00
Zekering in A	0-0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	45
Buitenmaat, nettobreedte in mm	75
Buitenmaat, nettodiepte in mm	30
Buitenmaat, brutohoogte in mm	80
Buitenmaat, brutobreedte in mm	95
Buitenmaat, brutodiepte in mm	110
Nettogewicht in kg	0,05
Brutogewicht in kg	0,10