


E 744

Module

voor het optimaal plaatsen van glaswerk met een nauwe hals 500 - 1000 ml.



- Met 16 sproeikoppen (E 352), 6x 220 mm met vergrendeling (E 354).

EAN: 4002512591171 / Materiaalnummer: 05555260 / Oud Materiaalnummer: 69574401D

<b>Productcategorisatie</b>	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
<b>Accessoires bij apparatuur</b>	
G 7825	•
G 7826	•
<b>Productcategorie</b>	
Inzetrek/module voor glaswerk met nauwe hals	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Zwart
<b>Toepassing</b>	
Herverwerking van laboratoriumglaswerk	•
<b>Capaciteit</b>	
Glaswerk met nauwe hals [aantal]	16
<b>Standaard elektrische aansluiting</b>	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0-0
Frequentie in Hz	0-0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00-0,00
Zekering in A	0-0
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	250
Buitenmaat, nettobreedte in mm	492
Buitenmaat, nettodiepte in mm	496
Buitenmaat, brutohoogte in mm	170
Buitenmaat, brutobreedte in mm	560
Buitenmaat, brutodiepte in mm	530
Nettogewicht in kg	9,70
Brutogewicht in kg	10,00