

E 469

Spoelhuls

voor optimale plaatsing MIC-instrumenten van urologie, lengte 300 mm, Ø 11 mm.



- Kap, opening Ø 6 mm
- Met bevestigingsbeugel

EAN: 4002512598446 / Materiaalnummer: 05563950 / Oud Materiaalnummer: 69546901D

Productcategorisatie	
Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij apparatuur	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Productcategorie	
Spoelhuls	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Zwart
Toepassing	
Herverwerking van MIC-instrumenten	•
Herverwerking van holle instrumenten	•
Standaard elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	300
Buitenmaat, nettobreedte in mm	0
Buitenmaat, nettdiepte in mm	0
Buitenmaat, brutohoogte in mm	145
Buitenmaat, brutobreedte in mm	265
Buitenmaat, brutodiepte in mm	155
Diameter in mm	6
Nettogewicht in kg	0,05
Brutogewicht in kg	0,05