


E 750

Omlijsting

voor het optimaal fixeren van diverse inzetten.



- Bevestigingsframe voor het fixeren van inzetten E 106 tot E 111
- Mogelijk in E 555/2, uitrusting met E 135 voor zuigflessen
- Mogelijk in E 735/2, uitrusting met E 135 voor zuigflessen

EAN: 4002512606288 / Materiaalnummer: 05567510 / Oud Materiaalnummer: 69575001D

<b>Productcategorisatie</b>	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
<b>Accessoires bij apparatuur</b>	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
<b>Productcategorie</b>	
Overige inzetstukken	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
<b>Toepassing</b>	
Herverwerking van babyflessen	•
<b>Standaard elektrische aansluiting</b>	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	37
Buitenmaat, nettobreedte in mm	544
Buitenmaat, nettodiepte in mm	486
Buitenmaat, brutohoogte in mm	570
Buitenmaat, brutobreedte in mm	600
Buitenmaat, brutodiepte in mm	550
Nettogewicht in kg	0,85
Brutogewicht in kg	1,00