


A 18
Deksel
voor het fixeren van kwetsbaar spoelgoed.



- 1 mm draadgaas, 5 mm maaswijdte, 4 mm frame

EAN: 4002513118124 / Materiaalnummer: 05631080 / Oud Materiaalnummer: 69745006D

| Productcategorisatie | |
|--|-----------------|
| Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch | • |
| Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch | • |
| Accessoires bij apparatuur | |
| G 7823 | • |
| G 7824 | • |
| G 7825 | • |
| G 7826 | • |
| PG 8527 | • |
| PG 8528 | • |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| PG 8562 | • |
| PG 8582 | • |
| PG 8582 CD | • |
| PG 8592 | • |
| Productcategorie | |
| Deksel | • |
| Producteigenschappen | |
| Materiaal | Roestvrij staal |
| Kleur | Roestvast staal |
| Standaard elektrische aansluiting | |
| Aantal fasen | 0 |
| Spanning in V | 0 |
| Frequentie in Hz | 0 |
| Totale aansluitwaarde in kW | 0,00 |
| Zekering in A | 0 |
| Afmetingen en gewicht | |
| Buitenmaat, nettohoogte in mm | 20 |
| Buitenmaat, nettobreedte in mm | 230 |
| Buitenmaat, nettodiepte in mm | 430 |
| Buitenmaat, brutohoogte in mm | 70 |
| Buitenmaat, brutobreedte in mm | 250 |
| Buitenmaat, brutodiepte in mm | 490 |
| Nettogewicht in kg | 0,37 |
| Brutogewicht in kg | 0,55 |