


E 752

Module

voor het optimaal plaatsen van glaswerk met een nauwe hals 100 - 1000 ml.



- Met 12 sproeikoppen (E 351), 4x 160 mm met vergrendeling (E 353).
- Met 13 sproeikoppen (E 352), 6x 220 mm met vergrendeling (E 354).

EAN: 4002513197471 / Materiaalnummer: 05647640 / Oud Materiaalnummer: 69575201D

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij apparatuur	
G 7825	•
G 7826	•
Productcategorie	
Inzetrek/module voor glaswerk met nauwe hals	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassing	
Herverwerking van pipetten/injectieflacons	•
Capaciteit	
Glaswerk met nauwe hals [aantal]	25
Standaard elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	260
Buitenmaat, nettobreedte in mm	492
Buitenmaat, nettodiepte in mm	496
Buitenmaat, brutohoogte in mm	170
Buitenmaat, brutobreedte in mm	530
Buitenmaat, brutodiepte in mm	560
Nettogewicht in kg	9,70
Brutogewicht in kg	10,00