

E 477

Bevestigingselement
voor micro-instrumenten.



- Voor gebruik in zeven met een maaswijdte van 5 mm
- 20 stuks per zak

EAN: 4002513239119 / Materiaalnummer: 05692390 /
Oud Materiaalnummer: 69747701D

Productcategorisatie	
Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij apparatuur	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Productcategorie	
Overige accessoires	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Kunststof
Kleur	grijs
Toepassing	
Herverwerking van MIC-instrumenten	•
Herverwerking van oogheekkundige instrumenten	•
Standaard elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0-0
Frequentie in Hz	0-0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00-0,00
Zekering in A	0-0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, brutohoogte in mm	12
Buitenmaat, brutobreedte in mm	80
Buitenmaat, brutodiepte in mm	120
Nettogewicht in kg	0,03
Brutogewicht in kg	0,04