

E 476

Houder

voor micro-instrumenten met een doorsnede van 4-8 mm.



- Voor gebruik in zeven met een maaswijdte van 5 mm
- 50 stuks per zak

EAN: 4002513239454 / Materiaalnummer: 05692400 / Oud Materiaalnummer: 69747601D

Productcategorisatie	
Thermodesinfectoren	•
Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij apparatuur	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
Productcategorie	
Houder	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Kunststof
Kleur	grijs
Toepassing	
Herverwerking van MIC-instrumenten	•
Herverwerking van oogheekkundige instrumenten	•
Herverwerking van tandheekkundige instrumenten	•
Standaard elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	0
Buitenmaat, nettobreedte in mm	0
Buitenmaat, nettodiepte in mm	0
Buitenmaat, brutohoogte in mm	12
Buitenmaat, brutobreedte in mm	80
Buitenmaat, brutodiepte in mm	120
Nettogewicht in kg	0,07
Brutogewicht in kg	0,08