

DE-CS7-78

Bovenblad

voor het afdekken van de machine, 70 cm diep, 90 cm breed.



EAN: 4002513297560 / Materiaalnummer: 05744740 / Oud Materiaalnummer: 69216009D

| | |
|---|-----------------|
| Productcategorisatie | |
| Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria | • |
| Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch | • |
| Accessoires bij apparatuur | |
| PG 8535 | • |
| Productcategorie | |
| Deksel | • |
| Producteigenschappen | |
| Materiaal | Roestvrij staal |
| Kleur | Roestvast staal |
| Stand. elektrische aansluiting | |
| Aantal fasen | 0 |
| Spanning in V | 0 |
| Frequentie in Hz | 0 |
| Totale aansluitwaarde in kW | 0,00 |
| Zekering in A | 0 |
| Afmetingen en gewicht | |
| Buitenmaat, nettohoogte in mm | 0 |
| Buitenmaat, nettobreedte in mm | 900 |
| Buitenmaat, nettodiepte in mm | 700 |
| Buitenmaat, brutohoogte in mm | 50 |
| Buitenmaat, brutobreedte in mm | 820 |
| Buitenmaat, brutodiepte in mm | 1010 |
| Nettogewicht in kg | 6,80 |
| Brutogewicht in kg | 8,60 |