

A 19

Deksel

voor het fixeren van kwetsbaar spoelgoed.



- Geperforeerde plaat 7 x 7 x 3 mm
- Geschikt voor inzetrek E 969

EAN: 4002513298758 / Materiaalnummer: 05746210 / Oud Materiaalnummer: 69796901D

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij apparatuur	
PG 8527	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Productcategorie	
Deksel	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassing	
Herverwerking van laboratoriumglaswerk	•
Standaard elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	18
Buitenmaat, nettobreedte in mm	251
Buitenmaat, nettodiepte in mm	351
Buitenmaat, brutohoogte in mm	70
Buitenmaat, brutobreedte in mm	275
Buitenmaat, brutodiepte in mm	515
Nettogewicht in kg	0,55
Brutogewicht in kg	0,70